



# INNOVATION

## WIRELESS ULTRASCHALL

**MICRO-MEDICAL Instrumente GmbH**  
**[www.micromedical.de](http://www.micromedical.de)**




## Die neue Generation:

Der Mini Ultraschall Scanner ist das kleinste tragbare Ultraschall Gerät der Welt. Eine interne WiFi Verbindung überträgt die Bild-Ausgabe optional auf das Tablet oder das Smartphone. Das Gerät bietet alle bekannten Features ist wasserabweisend und leicht zu reinigen. Das Handling ist einfach und unkompliziert, der interne Akku garantiert 3 Stunden flexibles Arbeiten.




## Produktdetails:

- Gewicht: 278 g
- Abmessungen: 156mm x 60mm x 20mm
- Frequenzbereich: 3.5/5.0 - Tiefe: 100mm-280mm
- Messbereich: R60/60° / Weite: 7.5MHz bei 40mm, 10MHz bei 25mm
- Bild in Bild Größe: 3.5 inches
- Display Mode: B, B/M, farbig, PW, PDI
- 3 Stunden Betriebsdauer. Lademöglichkeit über USB oder wireless-Anbindung
- Koppelung über Apple iOS oder Android, Windows



Einsatzmöglichkeit für Punktionsnadel. Für die Gefäßchirurgie werden diverse Steuerungsmöglichkeiten mit Bildunterstützung angeboten.



## Vielfältige Einsatzmöglichkeiten:

- Allgemeinmediziner für Hausbesuche
- Notfälle
- Notaufnahmestationen
- Medizinische Versorgungszentren
- Kliniken: Stationen oder ambulante OP-Zentren

Der Mini Ultraschall Scanner erleichtert Ihnen die Arbeit und ist eine Ideale Ergänzung für Ihren Alltag.





### **Lieferumfang:**

- Mini Ultraschall Scanner und Wireless-Ladestation

### **Optionales Zubehör:**

- Drucker
- Transportwagen / Halterungen
- Transportkoffer
- IPAD oder Smartphone

Wir würden uns sehr über Ihr Interesse freuen und stehen Ihnen jederzeit für eine Bemusterung zur Verfügung.

Ihr

MICRO-MEDICAL Team

**MICRO-MEDICAL Instrumente GmbH**  
**Am Neumarkt 2-4**  
**D-01968 Senftenberg**  
**Tel.: +49 (0) 61 74 - 2996 - 0**  
**Fax: +49 (0) 61 74 - 23 203**  
**E-Mail: [info@micromedical.de](mailto:info@micromedical.de)**  
**[www.micromedical.de](http://www.micromedical.de)**