

# CRDLIGHT



**CRDLIGHT**  
Model: YY0525  
**FFP2NR CE 0370**  
EN 149:2001+A1:2009

## PROTECTIVE EQUIPMENT




Jiangmen Yanyang Trading CO., Ltd. was established in 2018. The company is headquartered in NO.18 Xinyi Road, Jianghai District, Jiangmen City, Guangdong Province. We are a modern high-tech enterprise integrating manufacture, sales, testing and service.

Committed to the benchmark of Chinese nursing brand industry chain, in addition to a number of new technologies and perfect quality management systems leading the international industry standards, the company is also equipped with 20,000 m<sup>2</sup> production base, 2,000,000,000pcs annual capacity. and has 10 160M full-automatic production lines, not only ensures the output, but also guarantees the high-quality standards of products.




# Production Factory

**CRDLIGHT**  
Jiangmen Yanyang Trading CO., Ltd.



**2,000,000,000 pcs annual capacity**





**Gas Exchange  
Pressure Tester**



**Resistance Tester**



**Ventilation  
Resistance & Pressure  
Difference Tester**



**Flame Retardant  
Tester**



**Synthetic Blood  
Penetration Tester**



**Surface Moisture  
Resistance Tester**



**Particulate Filtration  
Efficiency Tester**



**PFE Tester**



**Electronic Tensile Tester**

Filtration Efficiency  $\geq 94\%$

CRDLIGHT  
Jiangmen Yanyang Trading CO., Ltd.

# FFP2 FILTERING HALF MASK

# CE 0370




# Protective Mask

Killing a variety of microorganisms is an important link  
in the production of Protective Masks



# 5 LAYERS OF PROTECTION

Filtration Efficiency  $\geq 94\%$



1

**Non woven fabric**

2

**Melt blown cloth**

3

**Melt blown cloth**

4

**Hot air cotton**

5

**Skin non-woven fabric**

# YY0525

## FILTERING HALF MASK

The national certification framework is tested, and the safety is guaranteed.



**EU Konformitätserklärung**

Anhang V PSA-Verordnung (EU) 2016/425

1. Diese EU-Konformitätserklärung bezieht sich auf folgende Produkte:

Produktname	Modell	Klassifizierung/Typ	EU Baumusterprüfnummer
Partikel filter Maske	YY0525	FFP2 NR	0370-5262-PPE 0370-5470-PPE

2. Name und Adresse des Herstellers sind wie folgt:

Firmenname	Jiangmen Yanyang Trading Co., Ltd.
Adresse	No. 1, 4th Floor, Building 2, No. 18 Xinyi Road, Jianghai District, Jiangmen City, Guangdong Province, China

3. Die Konformitätsbewertung nach den wesentlichen Anforderungen wurde von Easespal gemäß:

EU-Rechtsgrundlage: Verordnung über persönliche Schutzausrüstung (PSA) (EU) 2016/425 Anhang VII im Zusammenhang mit Anhang V (Modul B EU-Baumusterprüfbescheinigung) Zertifikat Nr.: 0370-5262-PPE/B (Ausstellungsdatum: 23/02/2022) Anhang VIII (Modul C2 Konformitätsbescheinigung) Zertifikat Nr.: 0370-5470-PPE/C2 (Ausstellungsdatum: 30/03/2022)

Harmonisierter Standard: **Persönliche Schutzausrüstung EN 149:2001+A1:2009**

Ji: **Precise Testing & Certification(Guangdong) Co.,Ltd(PTC)** Prüfbericht Nr.: PTC210050100C-EN01 (Ausstellungsdatum 10/03/2022)

Weitere Spezifikationen: Partikelfiltrierende Atemschutzmaske, Kategorie III, FFP2 NR

In Zusammenarbeit mit: LGAI Technological Center,S.A(APPLUS). (CE 0370)

Prüfstelle: Campus UAB-Ronda de La Font del Carme s/n 08193 Bellaterra T+34 93 567 20 00 www.appluslaboratories.com

Diese Erklärung ist gültig bis: 25th. March 2023

Ort und Datum der Ausstellung: Jiangmen, 7th. April 2022

Unterschrift: Datum: 7th. April 2022 Firmenstempel:

Position: Geschäftsführer

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE ISO 9001

**QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE**

Certificate No: 21621Q1860R0S

**We hereby certify that the organization:**

**JIANGMEN YANYANG TRADING CO., LTD.**

Unify The Social Credit Code: 91440704MA52768M32

Registered Address: No.1, 4th Floor, Building 2, No.18 Xinyi Road, Jianghai District, Jiangmen City

Business Address: Building 3, NO.18 Xinyi Road, Jianghai District, Jiangmen City, Guangdong Province

Production Address: Building 3, NO.18 Xinyi Road, Jianghai District, Jiangmen City, Guangdong Province

**Is in conformity with Quality Management System Standard:**

**GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015**

**The certificate is valid to the following product(s)/service**

**Production of LED lighting lamps and accessories,**

**Sales of masks and related management activities (only for export)**

The effectiveness of the Certificate is subject to QR Code in the lower left corner. Meanwhile, you can search the website of certification body: www.hyjz-rz.com.cn, or search the CNCA website: www.cnca.gov.cn

Date of issue: 25-03-2021  
Date of expiry: 24-03-2024

ISSUE:



**Beijing Huanyu Jiuzhou Certification Co., Ltd.**  
Room 113, Building 10, No. A-1, South Xijiu Road, Fengtai District, Beijing  
Website: www.hyjzrz.org.cn



# YY0525

## FILTERING HALF MASK

The national certification framework is tested, and the safety is guaranteed.



LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS)  
Campus UAB - Ronda de la Font del Carme s/n  
08193 Bellaterra (Barcelona)  
T: +34 93 567 20 00  
CIF: A-63207492  
[www.appluslaboratories.com](http://www.appluslaboratories.com)

**Applus<sup>+</sup>**

**CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CON EL TIPO**  
**CONFORMITY TO TYPE CERTIFICATE**  
Organismo Notificado / Notified Body Nr. 0370

No. **0370-5470-PPE/C2**

<b>SOLICITANTE / FABRICANTE</b> APPLICANT / MANUFACTURER	<b>Jiangmen Yanyang Trading Co., Ltd.</b> NO. 18 Xinyi Road, Jianghai District, Jiangmen City, Guangdong Province, China
<b>PLANTA DE PRODUCCIÓN</b> PRODUCTION SITE	<b>Jiangmen Yanyang Trading Co., Ltd.</b> NO. 18 Xinyi Road, Jianghai District, Jiangmen City, Guangdong Province, China
<b>REGLAMENTO DE APLICACIÓN PARA DAR LA CONFORMIDAD / APPLICABLE REGULATION TO GIVE CONFORMITY:</b> <b>REGLAMENTO (UE) 2016/425 SOBRE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL</b> REGULATION (EU) 2016/425 PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT	
<b>PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD CON EL TIPO</b> CONFORMITY ASSESSMENT PROCEDURE TO TYPE	Módulo // Module: <b>C2</b> <b>BASADA EN EL CONTROL INTERNO DE LA PRODUCCIÓN MÁS EL CONTROL SUPERVISADO DE LOS PRODUCTOS A INTERVALOS ALEATORIOS</b> BASED ON INTERNAL PRODUCTION CONTROL PLUS SUPERVISED CONTROL OF PRODUCTS AT ALEATORY INTERVALS
<b>IDENTIFICACIÓN DEL EPI (NÚMERO DE TIPO)</b> IDENTIFICATION OF THE PPE (TYPE NUMBER)	Ref.: YY0525 FILTERING HALF MASK
<b>NIVEL O NIVELES DE RENDIMIENTO O LA CLASE DE PROTECCIÓN DEL EPI / PERFORMANCE LEVEL OR PROTECTION CLASS OF THE PPE</b>	FFP2 NR
<b>FECHA DE EMISIÓN / ISSUE DATE</b>	<b>30/03/2022</b>
<b>VALIDEZ HASTA / VALIDITY UNTIL:</b>	<b>25/03/2023</b>

El presente certificado se mantendrá vigente durante 1 año siempre que no se modifiquen las condiciones establecidas en el Certificado de Examen UE de Tipo referenciado en el Anexo.  
This certificate will remain in force for 1 year as long as the conditions established in the EU Type certificate referenced in the annex are not modified.

 **Applus<sup>+</sup>**  
LGAI Technological Center, S.A.  
Xavier Ruiz Peña  
Managing Director, Product Conformity B.U.

 **ENAC**  
CERTIFICACIÓN  
N.º 12 / C.º PRO. 54

Este documento carece de validez sin su anexo técnico, cuyo número coincide con el del certificado.  
This document is not valid without its technical annex, whose number coincides with the number of certificate.  
Puede comprobarse la validez de este certificado en nuestra página web / You can check the validity of this certificate on our website:  
[www.appluslaboratories.com/certified\\_products](http://www.appluslaboratories.com/certified_products)

El fabricante, después de completar la documentación técnica, el procedimiento de evaluación de la conformidad y la declaración UE de conformidad puede colocar el marcado CE bajo su responsabilidad / The manufacturer, after the completion of the technical documentation, the conformity assessment procedures and the EU Declaration of conformity, may affix the CE Marking under his responsibility.

**CE**

Page 1 / 2

LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS)  
Campus UAB - Ronda de la Font del Carme s/n  
08193 Bellaterra (Barcelona)  
T: +34 93 567 20 00  
CIF: A-63207492  
[www.appluslaboratories.com](http://www.appluslaboratories.com)

**Applus<sup>+</sup>**

Technical Annex Ed. 1  
25/03/2021

**ANEXO TÉCNICO**  
**TECHNICAL ANNEX**  
**0370-5470-PPE/C2**

**I. MODELOS INCLUIDOS EN EL CERTIFICADO**  
**REFERENCES INCLUDED IN THIS CERTIFICATE**

<b>EXAMEN UE DE TIPO</b> EU EXAMINATION CERTIFICATE	<b>0370-5262-PPE/B</b>
<b>ORGANISMO NOTIFICADO</b>	LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A. (Organismo notificado nº 0370 / Notified Body nr. 0370).
<b>FECHA DE EMISIÓN</b>	23/02/2021
<b>FECHA DE VIGENCIA HASTA</b> VALIDITY UNTIL	23/02/2026
<b>ORGANISMO CERTIFICADOR</b>	CRDLIGHT
<b>IDENTIFICACIÓN DEL EPI (NÚMERO DE TIPO)</b> IDENTIFICATION OF THE PPE (TYPE NUMBER)	Ref.: YY0525 FILTERING HALF MASK
<b>NIVEL O NIVELES DE RENDIMIENTO O LA CLASE DE PROTECCIÓN DEL EPI / PERFORMANCE LEVEL OR PROTECTION CLASS</b>	FFP2 NR
<b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO</b>	MEDIA MÁSCARA FILTRANTE SIN VÁLVULA, DE TIPO PLEGABLE VERTICAL, DE 5 CAPAS, DE COLOR BLANCO, CON LAZOS DE OREJA CON GANCHO Y CLIP NASAL INTERIOR. TAMAÑO: 155mm*105mm. VALVELESS FILTERING HALF MASK, VERTICAL FOLDING TYPE, 5 LAYERS, WHITE COLOUR, WITH EARLOOPS WITH HOOK AND INTERIOR NOSE CLIP. SIZE: 155mm*105mm
<b>LABORATORIO DE ENSAYO</b>	S22031500401E issued by Shenzhen NTEK Testing Technology Co., Ltd.

Página 2 de 2

**CERTIFICADO DE EXAMEN UE DE TIPO**  
**EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE**



No. **0370-5262-PPE/B**

<b>ORGANISMO NOTIFICADO Nº</b> NOTIFIED BODY NUMBER	<b>0370 - LGAI TECHNOLOGICAL CENTER (APPLUS)</b>
<b>SOLICITANTE</b> APPLICANT	<b>Jiangmen Yanyang Trading Co., Ltd.</b> NO. 18 Xinyi Road, Jianghai District, Jiangmen City, Guangdong Province, China
<b>FABRICANTE</b> MANUFACTURER	<b>Jiangmen Yanyang Trading Co., Ltd.</b> NO. 18 Xinyi Road, Jianghai District, Jiangmen City, Guangdong Province, China
<b>REGLAMENTO DE APLICACIÓN PARA DAR LA CONFORMIDAD   APPLICABLE REGULATION TO GIVE CONFORMITY:</b> <b>REGLAMENTO (UE) 2016/425 SOBRE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL</b> REGULATION (EU) 2016/425 PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT	
<b>PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD</b> CONFORMITY ASSESSMENT PROCEDURE	Módulo // <i>Módulo:</i> <b>B</b> <b>EXAMEN UE DE TIPO   EU TYPE EXAMINATION</b>
<b>IDENTIFICACIÓN DEL EPI (NÚMERO DE TIPO)</b> IDENTIFICATION OF THE PPE (TYPE NUMBER)	Ref.: YY0525 FILTERING HALF MASK
<b>NIVEL O NIVELES DE RENDIMIENTO O LA CLASE DE PROTECCIÓN DEL EPI   PERFORMANCE LEVEL OR PROTECTION CLASS OF THE PPE</b>	FFP2 NR
<b>NORMAS ARMONIZADAS   HARMONISED STANDARDS</b>	EN 149:2001 + A1:2009 Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes de protección contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado. EN 149:2001 + A1:2009 Respiratory protective devices. Filtering half masks to protect against particles. Requirements, testing, marking
<b>FECHA DE EMISIÓN   ISSUE DATE</b>	<b>23/02/2021</b>
<b>VALIDEZ HASTA   VALIDITY UNTIL</b>	<b>23/02/2026</b>

El presente certificado se mantendrá vigente durante 5 años siempre que el producto descrito no sea modificado y cumpla los requisitos esenciales de salud y seguridad establecidos en el Reglamento (UE) 2016/425. Para asegurar dicho cumplimiento, este certificado deberá ir acompañado de la documentación correspondiente a la Evaluación de Conformidad con el tipo según módulo C2, D (realizada por un Organismo Notificado, según frecuencia establecida).

This certificate will remain valid for 5 years as long as the indicated product is not modified and fulfills the essential requirements of health and safety established in (EU) Regulation 2016/425. To ensure such compliance, this certificate must be accompanied by the documentation corresponding to the Conformity Assessment to type according to C2, D (carried out by a Notified Body according to the established frequency).



Xavier Ruiz Peña  
 Managing Director, Product Conformity B.U.



Este documento carece de validez sin su anexo técnico, cuyo número coincide con el del certificado.  
 This document is not valid without its technical annex, whose number coincides with the number of certificate.

Puede comprobarse la validez de este certificado en nuestra página web / You can check the validity of this certificate into our website at:  
[www.appluslaboratories.com/certified\\_products](http://www.appluslaboratories.com/certified_products)



**Test Report**

Report No: TST202103Q2108EN Date: Mar.05,2021 Page 1 of 19

**Applicant** : Jiangmen Yanyang Trading Co.,Ltd.  
**Address** : NO.18 Xinyi Road,Jianghai District,Jiangmen City,Guangdong Province, China

The following sample(s) was/were submitted and identified on behalf of the clients as :

**Sample Name** : FILTERING HALF MASK  
**Sample Model** : YY0525  
**Sample Received Date** : Mar.02,2021  
**Testing Period** : Mar.02,2021 To Mar.05,2021  
**Test Requested** : Two hundred and eleven(211)Substances of Very High Concern (SVHC) Based on the list Published by European Chemicals Agency (REACH) on Oct. 28, 2008 & Jan. 13, 2010 & Mar.30, 2010 & Jun.18, 2010 & Dec.15, 2010 & Jun.20, 2011 & Dec.19, 2011 & Jun.18, 2012 & Dec. 19, 2012 & Jun. 20, 2013 & Dec.16, 2013 & Mar. 3, 2014 & Jun. 16, 2014 & Dec. 17, 2014 , Jun. 15, 2015,Dec. 17, 2015 ,Jun. 20, 2016,Dec. 19, 2016,Jun. 16, 2017,Dec. 20,2017 ,Apr.28,2018,Jun.27,2018,Jan.15,2019,Jul.16,2019,Sept.03,2019,Jun.16,2020,Jan.19,2021 for public consultation, regarding regulation (EC) No 1907/2006 concerning the REACH  
**Test Method** : Please refer to next page(s).

Signed for and on behalf of



**Andy Zheng**  
 Technical Director

Unless otherwise agreed in writing,this document is issued by the company subject to its general conditions of service printed overleaf ,availalbe on request or accesssible at <http://www.tst-test.com/about-1.asp?id=12>. Attention is drawn to the limitation of liability,indemnification and jurisdiction issues defined therein.This report shall not be altered,increased or deleted.The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of TST, this test report shall not be copied except in full and published as advertisement.

Technical Annex Ed. 1  
 23/02/2021

**ANEXO TÉCNICO**  
**TECHNICAL ANNEX**

**0370-5262-PPE/B**

**I. MODELOS INCLUIDOS EN EL CERTIFICADO**

REFERENCES INCLUDED IN THIS CERTIFICATE

	CRDLIGHT
<b>CIÓN DEL EPI (NÚMERO DE TIPO)</b> ON OF THE PPE (TYPE NUMBER)	Ref.: YY0525 FILTERING HALF MASK
<b>ELES DE RENDIMIENTO O LA</b> <b>TECCIÓN DEL EPI</b> LEVEL OR PROTECTION CLASS OF	FFP2 NR
<b>N</b>	MEDIA MÁSCARA FILTRANTE SIN VÁLVULA, DE TIPO PLEGABLE VERTICAL, DE 5 CAPAS, DE COLOR BLANCO, CON LAZOS DE OREJA CON GANCHO Y CLIP NASAL INTERIOR. TAMAÑO: 155mm*105mm. // VALVELESS FILTERING HALF MASK, VERTICAL FOLDING TYPE, 5 LAYERS, WHITE COLOUR, WITH EARLOOPS WITH HOOK AND INTERIOR NOSE CLIP. SIZE: 155mm*105mm
<b>ENSAYO</b>	PTC20101000801C-EN01 issued by Precise Testing & Certification (Guangdong) Co.,Ltd.(PTC)

**Test Report**

TST202103Q2108EN Date: Mar.05,2021 Page 19 of 19



\*\*\* End of Report \*\*\*




writing,this document is issued by the company subject to its general conditions of service printed overleaf ,availalbe on request or st-test.com/about-1.asp?id=12. Attention is drawn to the limitation of liability,indemnification and jurisdiction issues defined therein.This increased or deleted.The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. Without written approval of TST, this test cept in full and published as advertisement.

# YY0525

## FILTERING HALF MASK

### YY0525

25pcs/color box; color box size: 13\*6\*13.5cm;  
40boxes/carton; carton size: 53.5\*28.5\*32cm.



**CRDLIGHT**

**Jiangmen Yanyang Trading CO., Ltd.**



- ▶ **2,000,000,000** pcs Annual capacity
- ▶ **10** 160M full-automatic production lines
- ▶ **20,000** m<sup>2</sup> production base

Company: Jiangmen Yanyang Trading CO., Ltd.

Address: No. 18 Xinyi Road, Jianghai District, Jiangmen, Guangdong, China

Warehouse Add: Siemensstraße 15-17 63512 Hainburg, Germany

Web: [www.jmyanyang.com](http://www.jmyanyang.com)