

## Ihre Vorteile auf einen Blick:

- BABYNEL-Betten sind komfortabel und multifunktional
- Wanne mit optimiertem Eingriff und selbstfindender Position
- leises und erschütterungsarmes Schieben
- hohe Standsicherheit
- leichte Reinigung und Desinfektion
- Parallel-Sleeping Mutter und Kind
- bequemes Handling vom Bett aus, auch nach einem Kaiserschnitt
- Marketinginstrument, um die werdenden Eltern für Ihr Krankenhaus zu begeistern
- Arbeitserleichterung für Klinikpersonal durch Nutzerfreundlichkeit
- Realisierung Ihrer individuellen Sonderausstattungen auf Anfrage möglich

**NEU!**

### Mietmöglichkeit

Die Anschaffung eines Zwillingsbettes lohnt sich nicht für alle Krankenhäuser. Ab sofort können Sie für zu erwartende Zwillingsgeburten unsere Modelle BABYNEL-Bed DUO lift und BABYNEL-Bed DUO softdrive mieten.

**Bei Interesse fragen Sie uns bitte an!**



## Willkommen im Leben! Geborgenheit spüren – vom ersten Atemzug an

Unsere Betten für Neugeborene fördern den Sicht- und Hautkontakt zwischen Mutter und Kind in den ersten drei bis vier Tagen nach der Geburt.

Die BABYNEL-Bed-Edition wurde konsequent nutzerorientiert entwickelt. Höchster Designanspruch kombiniert mit Funktionalität und Qualität begeistert bereits viele Kliniken in ganz Europa.

Das leise und erschütterungsarme Schieben der Betten, die stufenlose Neigungs- und Höhenverstellung sowie die leichte Reinigung und Desinfektion wird auch Sie überzeugen.

**Nutzen Sie unser Angebot und testen Sie BABYNEL-Bed lift, BABYNEL-Bed co-sleep und BABYNEL-Bed softdrive bei einer kostenfreien Probestellung in Ihrem Krankenhaus!**

### Kontakt

#### Tech-NEL GmbH

Am Neumarkt 2-4  
01968 Senftenberg  
(Germany)

Tel.: (+49) 3573 - 720 31 - 0  
Fax (+49) 3573 - 720 31 - 31

Geschäftsführer:  
Horst Bruckmoser

Amtsgericht Cottbus

Registernummer: HR 16974 CB

[www.babynel.de](http://www.babynel.de) [www.micromedical.de](http://www.micromedical.de)

## BABYNEL-Bed Sicher und geborgen ins Leben starten

Ein Bett für Neugeborene für Rooming-In zur Förderung des Sicht- und Hautkontaktes zwischen Mutter und Kind im Krankenhaus während der ersten 3 - 4 Tage nach der Geburt.



# BABYNEL-Bed lift und DUO lift

Zum Unterfahren des Mutterbettes. Mit stufenloser Neigungs- und Höhenverstellung. Auch als Zwillingbett erhältlich.



- 1 Namensschildaufhängung
- 2 Transparente „Leipziger Wanne“ (LxBxH) ca. 80 x 50 x 30 cm (LxBxH) ca. 80 x 70 x 35 cm (Zwillingbett) herausnehmbar, mit optimiertem Eingriff, leichte Reinigung und Desinfektion
- 3 Transparente Wanne mit „Easy-Klappmechanismus“ (LxBxH) ca. 85 x 50 x 35 cm herausnehmbar, mit optimiertem Eingriff, Easy-Klappmechanismus ermöglicht Anstellen ans Mutterbett
- 4 Schaumstoffmatratze mit desinfizierbarem Nässeschutzbezug
- 5 Schaumstoffmatratzen T-Auflage mit desinfizierbarem Nässeschutzbezug dient als Liegeflächenverbindung zum Mutterbett
- 6 Stufenlose Neigungsverstellung mittels Gasdruckfederbedienung
- 7 Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl, Farbe nach RAL CLASSIC frei wählbar\* Maße inklusive Wanne: (LxBxH) ca. 90 x 50 x 110 cm (LxBxH) ca. 90 x 70 x 110 cm (Zwillingbetten)
- 8 Stufenlose Höhenverstellung von ca. 64 cm auf 82 cm mittels Fußpedalbetätigung
- 9 Skaterrollen mit zwei oder vier Feststellbremsen

# BABYNEL-Bed co-sleep

Zum Anstellen an das Mutterbett mit Liegeflächenverbindung und stufenloser Höhenverstellung.



## Zubehör



Regal für BABYNEL-Bed lift & co-sleep flexibel einsetzbar und einfach nachzurüsten Farbe individuell nach RAL CLASSIC\* wählbar Maße (LxBxH) ca. 20 x 30 x 25 cm



Betthimmelgestell für alle BABYNEL-Beds zum Anklippen am Bettgestell. Farbe individuell nach RAL CLASSIC\* wählbar



Betthimmel für alle BABYNEL-Beds Betthimmelstoffmuster auf Anfrage

# BABYNEL-Bed softdrive und DUO softdrive

Mit stufenloser Neigungsverstellung. Auch als Zwillingbett erhältlich.



Namensschilder ab 50 Stück, Format A5, in drei Varianten erhältlich Das Logo Ihres Krankenhauses kann auf Wunsch eingedruckt werden.



Farbwahl individuelle Farbgestaltung nach RAL CLASSIC\* bei allen Modellen, dem Regal sowie dem Betthimmelgestell möglich \*Farben sind auf Anfrage verfügbar.

### Sonderausstattung:

Auf Wunsch realisieren wir Ihre individuelle Sonderausstattung z.B.: BABYNEL-Bed lift und BABYNEL-Bed softdrive mit 4 feststellbaren Skaterrollen oder ohne Neigungsverstellung oder zusätzliche Halterung für Wärmeapparat bei BABYNEL-Bed softdrive und vieles mehr.