

ASAP Drytop™

Multifunktionale Einweg-Unterlage 145cm x 60cm



ASAP Drytop Small - Art. no. 83010705-60

ASAP Jona 200™ ist die Abdecklösung der Zukunft, entwickelt als umweltfreundliche und nachhaltige Alternative zu den traditionellen Plastik- und Textillösungen.



Das Produkt kombiniert sehr hohe Absorbierfähigkeit mit großer Belastbarkeit ohne einen Kompromiss mit der Umwelt einzugehen. Es ist mit einer farbigen Barriere-Schicht aus Bioplastik ausgestattet und sowohl wasserdicht als auch atmungsaktiv.

Einsatzgebiet:

KRANKENHAUS

- Geburtshilfe
- Notaufnahme
- Geriatrie
- Intensivstation

PFLEGEHEIME


- Inkontinenz
- Wundversorgung
- Hypothermie

RETTUNGSWAGEN

- Akutlaken
- Unterlage



Dicke: 0,7 mm Spezielle Fasern kombinieren unmittelbare Absorbierung mit hoher Belastbarkeit.



Absorption: 10 l/m² Hohe und blitzschnelle Absorptionsfähigkeit verhindert das Austreten von Flüssigkeiten.



Superabsorbierend

Das Akutlaken fängt und nimmt bis zu 30 Liter Flüssigkeit auf und hat im nassen Zustand bis zu 150kg Tragkraft



Reduzierte Kosten

Eliminiert den Bedarf an traditionellen Textilprodukten und reduziert Reinigungsdienste. Macht beträchtliche Mittel und Ressourcen für andere Aufgaben frei.



Einfach und flexibel

Unsere Laken sind für alle Bereiche adaptiert, wo Verschmutzung durch Körperflüssigkeit eine Herausforderung ist.



Technische Daten Drytop

	Drytop „small“
Breite	145 cm
Länge	60 cm
Gewicht	100 gr.
Menge per VE	60 Stück
Absorptionsmenge	5 Liter
Abmessungen VE	30 cm x 39 cm x 40 cm
Gewicht VE	7 kg
Belastungsfähigkeit in kg	>150 kg
Atmungsaktiv	Ja
Material Oberfläche	Faservlies, weiß
Material Unterlage	Bio-Film in blau
Artikelnummer	83010705-60

Vertrieb durch:

MICRO-MEDICAL INSTRUMENTE GMBH

Am Neumarkt 2-4

01968 Senftenberg

Tel.: +49 (0) 3573 / 720 31 0 Fax: +49 (0) 3573 / 720 31 31 E-Mail: info@micromedical.de